

**IdentModul-Version:** 3-2.1-2020-01  
**Substanzklasse:** BioG MicroTabs

Die folgende Tabelle stellt ausgewählte Ergebnisse der Validierung dar.

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen Entwurf. Es ist nicht zur Weitergabe geeignet.

Angaben durch HiperScan GmbH									Angaben durch Apothekenleiter		
Substanzname	Kalibrierung			Validierung				NIR Ergebnis	Beurteilung NIR		Freigabe
	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Activated B-complex	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	Gruppe			
alpha Liponsäure	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
AMP Max	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	70,0 / k.A.	eindeutig			
Andrographis	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Boswellia	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Calcium / Vitamin D3	1	1	W - 1	1	1	100 / 100	36,8 / k.A.	eindeutig			
Chondroitinsulfat	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Curcumax / Ginger	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Fruits & Greens	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
L-Arginin	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Methylcobalamin	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	Gruppe			
MSM	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
MultiVit / Min Plus	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
N-Acetylcystein	1	1	W - 1	1	1	100 / 100	56,4 / k.A.	eindeutig			
Prime Alpha	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			

fortgesetzt auf folgender Seite

fortgesetzt von vorheriger Seite

Substanzname	Kalibrier- chargen	Hrst.	Char. je Hrst.	Validier- chargen (unabh.)	Hrst.	Spezifität/% B / C	Erkenn- ungsrate/% B / C	eindeutig / Gruppe	JA	Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Datum/ Kürzel
Prime Alpha Plus	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Q 10 Emblica	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Roter Reis Extrakt 3%	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Vitamin C	1	1	W - 1	0	0	100 / 100	100 / k.A.	eindeutig			
Vitamin D3	2	1	W - 2	0	0	100 / 100	100 / k.A.	Gruppe			

## Erklärung zum Tabellenkopf

Stichwort	
Hrst.	Anzahl der in die Kalibrierung bzw. Validierung eingegangenen Hersteller.
Kalibrierchargen	Anzahl der in die Kalibrierung eingegangenen unabhängigen Chargen einer Substanz.
Char. je Hrst.	Chargenanzahl je Hersteller. Den gängigsten Herstellern sind eindeutige Abkürzungen zugeordnet (siehe unten). Unter der Abkürzung <i>W</i> werden alle weiteren Hersteller zusammengefasst.
Validierchargen (unabh.)	Anzahl der zur Validierung vorgelegten unabhängigen Chargen einer Substanz.
Spezifität /% B / C	Erreichte Spezifität des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent.
Erkennungsrate /% B / C	Erreichte Erkennungsrate des Modells bezüglich der Spektren vom Typ B (Validierspektren) bzw. Typ C (Kundenspektren) in Prozent.
NIR Ergebnis - eindeutig / Gruppe	Die Substanz lässt sich eindeutig zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen oder die Substanz lässt sich innerhalb einer Gruppe von Substanzen zu allen anderen Substanzen in der Datenbank abgrenzen. Zur Abgrenzung gegenüber gruppeninterner Substanzen sind zusätzliche Prüfungen erforderlich.
Beurteilung NIR - JA	Beurteilung des Apothekenleiters über den alleinigen Einsatz von NIR zur Identifikation der Substanz.
Beurteilung NIR - Bedingt mit Zusatzprüfungen nach apothekeninterner Prüfvorschrift	Beurteilung des Apothekenleiters über den Einsatz von NIR in Kombination mit weiteren Prüfungen zur Identifikation der Substanz.
Datum / Kürzel	Freigabe der Substanz zur Prüfung in Abhängigkeit der durch den Apotheker erfolgten Beurteilung der Validität.

## Abkürzungsverzeichnis der Herstellernamen

Abkürzung	Herstellername
A	apomix
B	Bombastus
C	Caelo
D	Audor
E	Euro OTC
F	Fagron
H	Hedinger
I	Ichthyol
L	Henry Lamotte
P	Infectopharm
W	Weitere Hersteller