

Änderungen in der neuen Softwareversion QuickStep Apo-Ident Version 1.0

Erweiterung / Änderung der Bedienoberfläche

- Informationen über das Prüfergebnis sind abrufbar, wenn Sie auf den unterstrichenen Text links neben den Ergebnissen klicken.
- Das Design passt sich automatisch dem aktuellen Windows-Design an.
- Umfangreiche Informationen zur Software sind über den <Hilfe> Button abrufbar.

Probeneinsatz für Messungen mit geringen Substanzmengen

- Für einige Substanzen wird eine Messung mit Probeneinsatz unterstützt.
- In diesen Fällen kann auf der Oberfläche <Probeneinsatz verwenden> ausgewählt werden.
- Die Liste mit den Substanzen, welche mit Probeneinsatz messbar sind, ist unter dem <Hilfe> Button abrufbar.

Installation / Betriebssysteme

- Die Mono-Laufzeitumgebung muss nicht mehr vorab installiert werden.
- Auf dem Betriebssystem Windows XP ist die Software nicht mehr lauffähig.

Substanzbezogenes Validierungsergebnis / Validierungsdokumentation

- Nach durchgeführter Identitätsprüfung kann im Ergebnisbereich über den Link <Validierung> der substanzbezogene Validierungsbericht aufgerufen werden.
- Für jedes TCM-Granulat wird die Spezifität der Prüfung angegeben, welche in der Validierung ermittelt wurde.
- Einige Textstellen der Validierungsdokumentation wurden entsprechend Ph. Eur. 8.0 umgestellt.

Änderung am Formular Aufnahme von Substanzen

- Das Formular zur Aufnahme von Substanzen wurde angepasst. Neben der konkreten Bezeichnung, der Angabe des Herstellers und PZN ist bitte auch die Monografie anzugeben.

Bei Fragen können Sie uns gern kontaktieren:



kundenservice@apo-ident.de oder telefonisch unter +49 (0)351 212 496 33