

Erweiterung / Änderung der Bedienoberfläche

- Veränderte Reihenfolge der Eingaben. Das Benutzerprofil (die Apotheke) wird jetzt ganz oben, vor Messbeginn, ausgewählt.

Erweiterung / Änderung der Software

- Anbindung an das Dr. Lennartz Laborprogramm für Apotheken verbessert, sodass die eingegebenen Daten nach Apo-Ident übernommen werden können. Das Laborprogramm bindet dann nach durchgeführter Messung das NIR-Protokoll ein. Diese Funktion ist nur für die mit Apo-Ident prüfaren Substanzen möglich.
- Nähere Informationen zum Dr. Lennartz Laborprogramm finden Sie unter folgendem Link:
https://hiperscan-download.de/software/public/2017-01-06_Lennartz_Laborprogramm.pdf
- Rangliste kann nach erfolgter Messung als PDF-Datei angezeigt und gedruckt werden.
- Bei veralteten IdentModulen wird künftig an das Update erinnert.
- Bei herstellerbezogenen Substanzklassen „(HCK)“ wird das Feld <Hersteller/Lieferant> automatisch ausgefüllt.

Änderung der IdentModul-Version auf dem Update-Zertifikat

- Sie erhalten mit diesem Update die IdentModul-Version 1.2-2017-01. Das bedeutet, dass es sich hierbei um das 1. Update in 2017 handelt. Bis Ende 2016 ergab sich die Version auf dem Update-Zertifikat aus dem Datum. Das 4. Update 2016 hieß demnach IdentModul-Version 1.1-2016-08-09.

Bei Fragen können Sie uns gern kontaktieren:



kundenservice@apo-ident.de oder telefonisch unter +49 (0)351 212 496 33